



Smart Li-ion Power

User Guide

Content

Before you start	3
Components	4
Preparing the charger	4
Charging	7
Correct position of the hearing instruments	8
Charging status	8
Charging tips	10
Further information	14
Maintenance and care	14
Troubleshooting	14
Important safety information	16
Personal safety	16
Product safety	18
Important information	20
Explanation of symbols	20
Operating, transport, and storage conditions	21
Technical data of the power supply	21
Disposal information	21
Conformance information	22
Country-specific information	22

Before you start

This device is intended to charge our specific hearing instruments with built-in power cells (lithium-ion rechargeable batteries). Your Hearing Care Professional will advise you on the compatible models.


The charger is only intended for indoor use. Observe and follow the operating conditions in section "Operating, transport, and storage conditions".



CAUTION

Read this user guide thoroughly and completely and follow the safety information in this document to avoid damage or injury.

Components



-
- | | |
|------------------|-----------------------------|
| ① Status LEDs | ④ USB power cable |
| ② Charging slots | ⑤ USB port for power supply |
| ③ Power plug | |
-

Preparing the charger



NOTICE


Use of incompatible parts poses a risk of malfunction.

- ▶ Use only the power supply and country specific adapter that is provided with the charger.

Assembling the power plug

The power plug comes with several country-specific adapters. Depending on your country you have to assemble the power plug with an adapter:


- ▶ For US sockets, no adapter is required. Fold out the plugs (left picture).
- ▶ For all other sockets, an adapter is required (right picture): Fold the plugs in and slide the adapter onto the folded plugs. The adapter clicks noticeably in place.



You can now connect the cable with the power plug.

Connecting the USB power cable

- ▶ Connect the micro-USB side of the USB power cable to the charger **1**.
- ▶ Connect the other side of the USB power cable to the power plug **2**.



Charging



NOTICE

Please make sure that the power plug is easily accessible to remove it from power supply if necessary.

- ▶ Connect the charger to the power supply.
One green LED for each charging slot indicates the charger has power and is ready for use.



- ▶ Put the hearing instruments in the charging slots as shown in the picture. You can charge both hearing instruments at the same time.



- ▶ The hearing instruments are automatically turned off and start charging. The charging status is indicated, see table "Charging status" on the next pages.
- ▶ When you want to use your hearing instruments, take them out of the charger. They will automatically turn on.
- ▶ You can leave the charger plugged in or remove it from the power supply.






















Correct position of the hearing instruments

- The left and right hearing instruments can be inserted into either charging slot. The slots are not side specific.
- The hearing instruments lie loosely in the charging slots.
- The ear pieces of the hearing instruments should always point towards the status LEDs.
- Make sure the bottom part of the hearing instruments are placed well into the charging slots.



Charging status

LED	Status description
	No LED:
	Charger is not connected to power supply.
	Single green LED:
	Charger is connected to a power supply and ready to charge. No hearing instrument is inserted in the respective charging slot or the hearing instrument is not inserted correctly.

LED	Status description
	Flashing green LED:
	Charging status of the hearing instrument is read out before charging starts.
	
	Single orange LED:
	Charging status 0 - 33 %
	
	Two orange LEDs:
	Charging status 34 % - 66 %
	
	Three orange LEDs:
	Charging status 67 % - 99 %
	
	Three green LEDs:
	Hearing instrument is fully charged.
	
	Three flashing orange LEDs: Cooling phase
	Charging is resumed after 30 minutes.
	
	Flashing/Steady red LEDs: Error
	Read more in section "Troubleshooting".
	

Charging tips

You may have some questions on how to best charge your hearing instruments. Read the questions and answers below. If you have more questions, your Hearing Care Professional will help you.

How often do I need to charge the hearing instruments?

We recommend charging the hearing instruments daily, even if the power cell is not empty. Charge them overnight so you can be sure to start your day with fully-charged hearing instruments.

How long does charging take?

A full charging cycle takes approximately 4 hours.

After 30 minutes, it is possible to use your hearing instruments for up to 7 hours.

Charging times may vary due to the use of the hearing instruments and the age of the power cell.

Can I leave the hearing instruments in the charger?

Even when fully charged, you can leave the hearing instruments in the charger. They automatically stop charging when they are fully charged.



What happens if I forgot to charge?

Your hearing instruments will automatically switch-off when the power cell is empty. Charge the hearing instruments as soon as possible.

Hearing instruments which have not been charged for over 6 months may be damaged due to an unrecoverable deep-discharge of the power cell. Deep-discharged power cells cannot be charged anymore and have to be replaced.



What if I intend not to use the hearing instruments for several days or longer?

- Short-term storage (up to several days): Turn off your hearing instruments via the push button or place them in the powered charger.

The charger must be connected to the power supply. If the charger is not connected to power supply and you place your hearing instruments in the charger, the hearing instruments are **not** turned off.

Note that when you turn off the hearing instruments via a remote control or smartphone app, the hearing instruments are **not** turned off completely. They are in standby-mode and still draw some power.


Your charger dries the hearing instruments while charging. You can also use conventional products to dry your instruments.

- Long-term storage (weeks, months, ...): First, fully charge your hearing instruments. Turn them off via the push button before storing them. We recommend to use drying products while storing the hearing instruments.

At 6 month intervals you will have to charge the hearing instruments to avoid an unrecoverable deep-discharge of the power cell. Deep-discharged power cells cannot be charged anymore and they have to be replaced. We recommend recharging more frequently than 6 months intervals.

Observe the storage conditions in hearing instruments' user guide.

Ask your Hearing Care Professional for recommended drying products.

 **When should I ask my Hearing Care Professional to replace the power cell?**

If the fully charged hearing instrument does not last for a full day of use (16 hours) then we recommend having the power cell replaced by your Hearing Care Professional.

 **What should I pay attention to when charging?**

The hearing instruments and charger must be clean and dry. Observe the operation conditions in section "Operating, transport, and storage conditions". Avoid charging at high ambient temperatures, as this can shorten the life span and capacity of the power cell.

If you use the charger in a very warm environment, note that it will stop charging if the charger's temperature exceeds 42 °C in order to cool down. The LEDs will flash orange during the cooling phase. Charging resumes automatically after 30 minutes. Do not touch the hearing instruments while the LEDs are flashing orange, the hearing instruments may be hot.



What should I pay attention to when using a power strip with energy-saving features?

- Turn on the power strip **before** you insert the hearing instruments in the charger. Otherwise, the hearing instruments may not be detected by the charger.
- Do not turn off the power strip **while** the hearing instruments are in charger. Otherwise the hearing instruments will automatically turn on and discharge in the charger.

Before you turn off the power strip, remove the hearing instruments from the charger and turn them off via the push button.

Further information

Maintenance and care



NOTICE

Risk of injuries caused by electric shock!

- ▶ If cleaning is required, disconnect the charger from the power supply.
- ▶ Clean the charger with a soft, dry tissue.
- ▶ Never use running water or immerse the charger in water.
- ▶ Do not sterilize or disinfect the charger.

Troubleshooting

Problem and possible solutions

No LED lights are on.

- Check if the power supply is connected correctly.
-

LEDs are flashing orange.

Charger has reached the temperature limit and is now in a cooling phase. Charging is resumed after 30 minutes.

- Do not touch the hearing instruments while the LEDs are flashing orange. The hearing instruments may be hot.
-

Problem and possible solutions

LEDs are flashing red.

An error in the charger has occurred.

- Take the hearing instruments out of the charger and disconnect the charger from the power supply.
- Reconnect the charger to the power supply and re-insert the hearing instruments in the charging slots.

If the LEDs are still flashing red:

- Take the hearing instruments out of the charger and disconnect the charger from the power supply.
 - Contact your Hearing Care Professional for support.
-

Steady red LEDs.

An error in the hearing instruments has occurred.

- Take the hearing instruments out of the charger and disconnect the charger from the power supply.
 - Contact your Hearing Care Professional for support.
-

Consult your Hearing Care Professional if you encounter further problems.

Important safety information

Personal safety



WARNING

Risk of burns!

- ▶ Do not place anything other than your hearing instruments in the charger.



WARNING

Risk of electrical shock!

- ▶ Do not use obviously damaged devices and return them to point of sale.



WARNING

Choking hazard!

Your device contains small parts which can be swallowed.

- ▶ Keep hearing instruments, batteries and accessories out of reach of children and mentally disabled persons.
- ▶ If parts have been swallowed consult a physician or hospital immediately.



WARNING

Note that any unauthorized changes to the product may cause damage to the product or cause injury.

- ▶ Use only approved parts and accessories. Ask your Hearing Care Professional for support.



WARNING

Risk of explosion!

- ▶ Do not use your device in explosive atmospheres (e. g. in mining areas).



WARNING

Charging systems may interfere with measuring devices and electronic equipment.

- ▶ On airplanes: The charger complies with RTCA/DO-160G, Section 21, Category H. Therefore use of the charger on airplanes during the flight should be permissible.

Nevertheless the aircraft crew may ask you to not charge the hearing instruments during the flight.

- ▶ In hospitals: The charger complies with CISPR 22 and CISPR 32. Therefore use of the charger in hospitals should be permissible.

Nevertheless the charger may interfere with highly sensitive devices. In those cases appropriate steps shall be taken (increase distance from sensitive devices or disconnect the charger from power supply).



WARNING

Interference with implantable devices

- ▶ The device can be used with all electronic implants that comply with the ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 Electromagnetic compatibility standard for human implants.
- ▶ In case your implant does not comply with the ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 standard, consult the manufacturer of your implantable device for information about the risk of disturbance.

Product safety



NOTICE

- ▶ Protect your devices from extreme heat. Do not expose them to direct sunlight.



NOTICE

- ▶ Protect your devices from high humidity.



NOTICE

- ▶ Do not dry your devices in the microwave oven.

**NOTICE**

While connected to power, the charger's magnetic field may cause interference to electrical devices and may delete stored data.

- ▶ While connected to power, keep the charger away from credit cards, computers, monitors, television sets, storage media and other electronic equipment.

**NOTICE**

- ▶ Do not drop. Internal components may get damaged.

**NOTICE**

- ▶ Do not disassemble the device.

**NOTICE**

- ▶ Do not use when the status indicators are red.

Important information

Explanation of symbols

Symbols used in this document



Points out a situation that could lead to serious, moderate, or minor injuries.



Indicates possible property damage.



Advice and tips on how to handle your device better.

Symbols on the device or packaging



CE compliance label, confirms compliance with certain European Directives, refer to section "Conformance information".



Indicates the legal manufacturer of the device.



Do not dispose of the device with general domestic waste. Read more in section "Disposal information".



Read and follow the instructions in the user guide.

Operating, transport, and storage conditions

Operating conditions	
Temperature	10 to 35 °C
Relative humidity	20 to 75 %

During extended periods of transport and storage, please observe the following conditions:

	Storage	Transport
Temperature	10 to 40 °C	-20 to 60 °C
Relative humidity	10 to 80 %	5 to 90 %

For other parts, such as hearing instruments, other conditions may apply.

Technical data of the power supply

Golden Profit GPE006H-050100-Z	
Input voltage:	100-240 V AC
Input current:	0.5 A
Input frequency:	50-60 Hz
Output voltage:	5 V DC
Output current:	1 A

Disposal information

Recycle devices, accessories and packaging according to local regulations.

Conformance information

The CE mark indicates conformity with the following European directives:



- 2014/30/EU concerning electromagnetic compatibility
- 2014/35/EU concerning electrical equipment designed for use within certain voltage limits
- 2011/65/EU RoHS concerning the restriction of hazardous substances

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Canadian license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Country-specific information



Smart Li-ion Power

Manual del operador

Contenidos

Antes de empezar	3
Componentes	4
Preparación del cargador	4
Carga	7
Posición correcta de los audífonos	8
Estado de carga	8
Consejos para la carga	10
Información adicional	14
Mantenimiento y cuidados	14
Solución de problemas	14
Información importante de seguridad	16
Seguridad personal	16
Seguridad del producto	19
Información importante	21
Explicación de los símbolos	21
Condiciones de manejo, transporte y almacenamiento	22
Datos técnicos de la fuente de alimentación	22
Información sobre la eliminación	22
Información de conformidad	23
Información específica por país	23

Antes de empezar

Este dispositivo se ha diseñado específicamente para cargar nuestros audífonos con baterías integradas (pilas recargables de ion de litio). Su especialista en audición le informará sobre los modelos compatibles.


El cargador debe usarse solo en interiores. Respete y siga las condiciones de manejo de la sección "Condiciones de manejo, transporte y almacenamiento".



ATENCIÓN

Lea este manual del operador por completo y a fondo, y siga la información de seguridad incluida en este documento para evitar daños o lesiones.

Componentes



-
- | | |
|--------------------|------------------------------------------|
| 1 LED de estado | 4 Cable de alimentación USB |
| 2 Ranuras de carga | 5 Puerto USB para fuente de alimentación |
| 3 Enchufe de red | |
-

Preparación del cargador



AVISO


El uso de componentes incompatibles supone un riesgo de fallo.

- ▶ Use solo la fuente de alimentación y el adaptador específico del país suministrados con el cargador.

Montaje del enchufe de red

El enchufe de red se suministra con diversos adaptadores específicos para distintos países. Según el país en el que se encuentre, deberá montar el enchufe de red con un adaptador:

- ▶ Para enchufes de EE. UU. no se requiere adaptador. Despliegue las clavijas (imagen de la izquierda).
- ▶ Para todos los demás enchufes, se requiere un adaptador (imagen de la derecha): Pliegue las clavijas hacia dentro y deslice el adaptador sobre las clavijas plegadas. Se oye claramente un clic cuando el adaptador encaja en su lugar.



Ahora puede conectar el cable al enchufe de red.

Conexión del cable de alimentación USB

- ▶ Conecte el extremo micro USB del cable de alimentación USB al cargador **1**.
- ▶ Conecte el otro extremo del cable de alimentación USB al conector de alimentación **2**.



Carga



AVISO

Asegúrese de que se pueda acceder fácilmente al conector de alimentación para poder retirarlo de la fuente de alimentación, si es necesario.

- ▶ Conecte el cargador a la fuente de alimentación.

Un LED verde por cada ranura de carga indica que el cargador tiene tensión y está listo para su uso.

- ▶ Coloque los audífonos en las ranuras de carga tal y como se muestra en la imagen. Puede cargar ambos audífonos a la vez.









- ▶ Los audífonos se apagan automáticamente y se empiezan a cargar. Se indica el estado de la carga, consulte la tabla "Estado de carga" en las páginas siguientes.
- ▶ Retire los audífonos del cargador cuando vaya a utilizarlos. Se encienden automáticamente.
- ▶ Puede dejar el cargador conectado o retirarlo de la fuente de alimentación.

Posición correcta de los audífonos

- Los audífonos izquierdo y derecho se pueden insertar en cualquiera de las dos ranuras de carga. Las ranuras no son específicas para un lado.
- Los audífonos no quedan apretados en las ranuras de carga.
- Los auriculares de los audífonos siempre deben estar orientados hacia los LED de estado.
- Asegúrese de que la parte inferior de los audífonos está bien introducida en las ranuras de carga.



Estado de carga

LED	Descripción del estado
	Sin LED:
	El cargador no está conectado a la fuente de alimentación.
	
	Un solo LED verde:
	El cargador está conectado a la fuente de alimentación y listo para la carga. No se ha insertado ningún audífono en la ranura de carga correspondiente, o no se ha insertado correctamente.
	

LED	Descripción del estado
	LED verde parpadeante: Se lee el estado de carga del audífono antes de iniciar la carga.
	Un solo LED naranja: Estado de carga 0 - 33%
	Dos LED naranjas: Estado de carga 34 - 66%
	Tres LED naranjas: Estado de carga 67 - 99%
	Tres LED verdes: El audífono está completamente cargado.
	Tres LED naranjas parpadeantes: Fase de enfriamiento La carga se reanuda tras 30 minutos.
	LED rojos parpadeantes o fijos Error Obtenga más información en la sección "Solución de problemas".

Consejos para la carga

Puede que tenga algunas preguntas acerca de la mejor manera de cargar los audífonos. Lea las preguntas y respuestas que se proporcionan a continuación. Si tiene otras preguntas, puede obtener ayuda de su especialista en audición.

¿Con qué frecuencia debo cargar los audífonos?

Se recomienda cargar los audífonos a diario, incluso si la batería no está agotada. Cárguelos por la noche para asegurarse de comenzar el día con los audífonos completamente cargados.

¿Cuánto tardan en cargarse?

Un ciclo de carga completo dura aproximadamente 4 horas.

Después de 30 minutos, los audífonos se pueden utilizar durante un máximo de 7 horas.

Los tiempos de carga pueden variar en función del nivel de uso de los audífonos y la antigüedad de la batería.

¿Puedo dejar los audífonos en el cargador?

Incluso una vez cargados completamente, puede dejar los audífonos en el cargador. Cuando están completamente cargados, la carga se detiene automáticamente.



¿Qué ocurre si olvidé cargarlos?

Los audífonos se apagarán automáticamente cuando la batería esté agotada. Cargue los audífonos lo antes posible.

Los audífonos que no se han cargado en más de 6 meses pueden estar dañados debido a una descarga completa no recuperable de la batería. Las baterías que se han descargado completamente no pueden volver a cargarse y deben sustituirse.



¿Y si no voy a usar los audífonos durante varios días o más?

- Almacenamiento a corto plazo (hasta varios días): Apague los audífonos con el pulsador o colóquelos en el cargador con tensión.

El cargador debe estar conectado a la fuente de alimentación. Si el cargador no está conectado a la fuente de alimentación y coloca los audífonos en el cargador, estos **no** se apagan.

Tenga en cuenta que al apagar los audífonos mediante un telemando o la aplicación para smartphone, los audífonos **no** se apagan completamente. Se encuentran en modo de reposo y siguen consumiendo energía.

El cargador seca los audífonos mientras se cargan. También se pueden utilizar productos convencionales para secar los audífonos.

- Almacenamiento a largo plazo (semanas, meses, etc.): En primer lugar, cargue completamente los audífonos. Apáguelos con el pulsador antes de guardarlos. Se recomienda el uso de productos de secado durante el almacenamiento de los audífonos.

Deberá cargar los audífonos cada 6 meses a fin de evitar una descarga completa irrecuperable de la batería. Las baterías que se han descargado completamente no pueden volver a cargarse y deben sustituirse. Se recomienda realizar la recarga más frecuentemente que el intervalo de 6 meses.

Respete las condiciones de almacenamiento indicadas en el manual del operador de los audífonos.

Pregunte a su especialista en audición sobre los productos de secado recomendados.

¿Cuándo debo pedir a mi especialista en audición que sustituya la batería?

Si el audífono completamente cargado no dura un día completo en uso (16 horas), se recomienda que su especialista en audición sustituya la batería.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de cargar?

Los audífonos y el cargador deben estar limpios y secos. Respete las condiciones de manejo de la sección "Condiciones de manejo, transporte y almacenamiento". Evite realizar la carga a temperaturas ambiente elevadas, ya que se podría reducir la vida útil y la capacidad de la batería.

Si debe utilizar el cargador en un entorno muy caliente, tenga en cuenta que si la temperatura del cargador supera los 42 °C, la carga se detendrá para permitir que el cargador se enfríe. Durante la fase de enfriamiento, los LED parpadearán en naranja. La carga se reanuda automáticamente después de 30 minutos. No toque los audífonos mientras los LED parpadeen en naranja, ya que podrían estar calientes.



¿Qué debo tener en cuenta si utilizo una regleta con funciones de ahorro energético?

- Encienda la regleta **antes** de insertar los audífonos en el cargador. De lo contrario, el cargador puede no detectar los audífonos.
- No apague la regleta **mientras** los audífonos estén en el cargador. De lo contrario, los audífonos se encenderán automáticamente y se descargarán en el cargador.

Antes de apagar la regleta, retire los audífonos del cargador y apáguelos mediante el pulsador.

Información adicional

Mantenimiento y cuidados



AVISO

¡Peligro de lesiones por descarga eléctrica!

- ▶ Si hay que limpiarlo, desconecte el cargador de la fuente de alimentación.
- ▶ Limpie el cargador con un paño suave y seco.
- ▶ No utilice nunca agua corriente ni sumerja el cargador en agua.
- ▶ No esterilice ni desinfecte el cargador.

Solución de problemas

Problema y posibles soluciones

Ningún LED está encendido.

- Compruebe que la alimentación esté conectada correctamente.

Los LED parpadean en naranja.

El cargador ha alcanzado el límite de temperatura y ahora se encuentra en fase de enfriamiento.

La carga se reanuda tras 30 minutos.

- No toque los audífonos mientras los LED parpadeen en naranja. Los audífonos pueden estar calientes.

Problema y posibles soluciones

Los LED parpadean en rojo.

Se ha producido un error en el cargador.

- Extraiga los audífonos del cargador y desconecte el cargador de la fuente de alimentación.
- Vuelva a conectar el cargador a la fuente de alimentación y vuelva a insertar los audífonos en las ranuras de carga.

Si los LED siguen parpadeando en rojo:

- Extraiga los audífonos del cargador y desconecte el cargador de la fuente de alimentación.
 - Solicite la asistencia de su especialista en audición.
-

LED rojos fijos.

Se ha producido un error en los audífonos.

- Extraiga los audífonos del cargador y desconecte el cargador de la fuente de alimentación.
 - Solicite la asistencia de su especialista en audición.
-

En caso de otros problemas, consulte al especialista en audición.

Información importante de seguridad

Seguridad personal



ADVERTENCIA

Riesgo de quemaduras.

- ▶ No coloque en el cargador nada que no sean los audífonos.



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Si el aparato está claramente dañado, no lo use y devuélvalo al punto de venta.



ADVERTENCIA

Peligro de asfixia.

El dispositivo contiene piezas pequeñas que se pueden tragar.

- ▶ Mantenga los audífonos, pilas y accesorios fuera del alcance de los niños y personas con deficiencias mentales.
- ▶ En caso de ingestión de alguna pieza, consulte con un médico o acuda a un hospital inmediatamente.



ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que cualquier cambio no autorizado en el producto puede provocar daños materiales o personales.

- ▶ Utilice solo piezas y accesorios autorizados. Solicite la asistencia de su especialista en audición.



ADVERTENCIA

Peligro de explosión.

- ▶ No use el dispositivo en atmósferas explosivas (p. ej. en minas).



ADVERTENCIA

Los sistemas de carga pueden interferir con los dispositivos de medición y los equipos electrónicos.

- ▶ En aviones: El cargador cumple con RTCA/DO-160G, sección 21, categoría H. Por lo tanto, debería permitirse el uso del cargador durante el vuelo.

No obstante, es posible que la tripulación de la aeronave le pida que no cargue los audífonos durante el vuelo.

- ▶ En hospitales: El cargador cumple con CISPR 22 y CISPR 32. Por lo tanto, debería permitirse el uso del cargador en hospitales.

No obstante, el cargador podría interferir con dispositivos de alta sensibilidad. En tales casos, deben tomarse las medidas adecuadas (aumentar la distancia con respecto a los dispositivos sensibles o desconectar el cargador de la fuente de alimentación).



ADVERTENCIA

Interferencia con dispositivos implantables

- ▶ El dispositivo se puede utilizar con todos los implantes electrónicos que cumplen el estándar de compatibilidad electromagnética ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, de implantes para humanos.
- ▶ En caso de que el implante no cumpla el estándar ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, solicite información sobre los riesgos de perturbaciones al fabricante del dispositivo implantable.

Seguridad del producto



AVISO

- ▶ Proteja los dispositivos del calor extremo. No los exponga a la luz directa del sol.



AVISO

- ▶ Proteja los dispositivos de la humedad elevada.



AVISO

- ▶ No seque los dispositivos en un horno microondas.



AVISO

Mientras el cargador está conectado a la red, su campo magnético puede producir interferencias en dispositivos eléctricos y borrar los datos almacenados.

- ▶ No acerque el cargador a un PC, tarjeta de crédito, monitor, televisor, disco de almacenamiento ni otros equipos electrónicos mientras esté conectado a la red.



AVISO

- ▶ No las deje caer. Los componentes internos se podrían dañar.



AVISO

- ▶ No desmonte el dispositivo.



AVISO

- ▶ No lo utilice cuando los indicadores de estado estén en rojo.

Información importante

Explicación de los símbolos

Símbolos utilizados en este documento



Indica una situación que podría provocar lesiones leves, moderadas o graves.



Indica posibles daños materiales.



Consejos y sugerencias para manejar mejor el dispositivo.

Símbolos en el dispositivo o en el embalaje



La etiqueta de conformidad con CE certifica la conformidad con determinadas directivas europeas, consulte la sección "Información de conformidad".



Indica el fabricante legal del dispositivo.



No tire el dispositivo a la basura. Obtenga más información en la sección "Información sobre la eliminación".



Lea y siga las instrucciones del manual del operador.

Condiciones de manejo, transporte y almacenamiento

Condiciones de manejo	
Temperatura	de 10 a 35 °C
Humedad relativa	de 20 a 75%

Durante largos períodos de transporte y almacenamiento, tenga en cuenta las condiciones siguientes:

	Almacenamiento	Transporte
Temperatura	de 10 a 40 °C	de -20 a 60 °C
Humedad relativa	de 10 a 80 %	de 5 a 90 %

Para otras piezas, como los audífonos, pueden aplicarse otras condiciones.

Datos técnicos de la fuente de alimentación

Golden Profit GPE006H-050100-Z	
Tensión de entrada:	100-240 V CA
Corriente de entrada:	0,5 A
Frecuencia de entrada:	50-60 Hz
Tensión de salida:	5 V CC
Corriente de salida:	1 A

Información sobre la eliminación

Recicle los dispositivos, accesorios y embalajes según la normativa local.

Información de conformidad

La marca CE indica la conformidad con las siguientes directivas europeas:



- 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética
- 2014/35/UE sobre aparatos eléctricos de uso dentro de determinados límites de tensión
- 2011/65/UE RoHS sobre la restricción de sustancias peligrosas

Este dispositivo cumple con el párrafo 15 de las normas FCC y con las normas RSS de Canadá para dispositivos exentos de licencia.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y
- este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Información específica por país

Information in this brochure is subject to change without notice. Copyright © 2017 Rexton. All rights reserved.

La información que contiene este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. Derechos de autor © 2017 Rexton. Todos los derechos reservados.

Manufacturer

Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Local Contact

Rexton
A Division of Sivantos, Inc.
P.O. Box 59008
Minneapolis, MN 55459

www.rexton.com