


# Bruksanvisning

Telefonboks 2.0



## Innledning til dette heftet

Dette heftet gir deg veiledning om hvordan du bruker og vedlikeholder den nye telefonboksen din. Les nøye gjennom heftet, inkludert delen «**Advarsler**». Dette vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av den nye telefonboksen.

Hvis du har ytterlige spørsmål om bruk av telefonboksen, vennligst ta kontakt med din audiograf.

For at det skal være lettere for deg, inneholder dette heftet en navigasjonslinje som hjelper deg med å navigere gjennom de ulike delene.

| **Om** | [Installasjon](#) | [Håndtering](#) | [Advarsel](#) | [Mer informasjon](#) |

## Tiltenkt bruk

<b>Tiltenkt bruk</b>	Telefonboks 2.0 er ment å brukes sammen med Oticon ConnectClip, Oticon Streamer Pro og Oticon trådløse høreapparater. Dette gjør det mulig for høreapparatbrukeren å kommunisere trådløst med en telefon-samtalepartner via en fasttelefon (analog/PSTN).
<b>Indikasjoner for bruk</b>	Ingen indikasjoner for bruk.
<b>Tiltenkt bruker</b>	Voksne og barn eldre enn 36 måneder.
<b>Brukermiljø</b>	Innendørsbruk.
<b>Kontraindikasjoner</b>	Ingen kontraindikasjoner
<b>Kliniske fordeler</b>	Se høreapparatets kliniske fordeler.


# Innholdsfortegnelse

<b>Om</b>	
Innhold i pakken	6
Telefonboks oversikt	7
<b>Installasjon</b>	
Installasjon	9
Koble telefonboksen til et strømuttak	10
Koble til telefonlinje og fasttelefon	12
Pare Streamer Pro med telefonboksen	14
Pare ConnectClip med telefonboksen	16
Bruk telefonboksen	18
<b>Håndtering</b>	
Innkommende samtaler Streamer Pro	20
Utgående samtaler Streamer Pro	23
Innkommende samtaler ConnectClip	26
Utgående samtaler ConnectClip	29
Ytterligere informasjon	32

<b>Advarsler</b>	
Generelle advarsler	35
<b>Diverse</b>	
Bruksforhold	36
Internasjonal garanti	37
Teknisk informasjon	38

## Innhold i pakken

Pakken inneholder følgende elementer:



Telefonboks 2.0




Strømforsyning

*(Strømforsyningen vil variere fra land til land)*




Telefon-ledning



Dette heftet


## Telefonboks oversikt



Forhold	Strømindikator	Telefonindikator
På, ingen tilkoblingsmulighet til Streamer pro eller ConnectClip		
Parer med Streamer eller ConnectClip		
Streamer eller ConnectClip er trådløs tilkoblet		
Innkommende samtale		
Telefonsamtale		
Feiltilstand (kontakt din audiograf)		

Ikke noe lys Blinking Konstant

## Bakfra



## Installasjon

### Ta i bruk telefonboksen for første gang

Før du kan bruke telefonboksen din med TV-en, må telefonboksen kobles til et strømuttak, og til en offentlig telefonlinje.


Dette er en steg-for-steg-bruksanvisning for installasjon av telefonboks.

Alle delene som trengs for installasjonen er inkludert i pakken.

For mer informasjon henviser vi til: [www.oticon.no/connectline](http://www.oticon.no/connectline)


## Koble telefonboksen til et strømuttak

### Bruk strømforsyningen med USB-kabel fra boks 1

1. Koble USB-ledningen til «power»-kontakten på telefonboksen.
2. Koble strømforsyningen til stikkontakten eller en annen strømforsyning.
3. Sjekk at strømmen er skrudd på.
4. Etter noen sekunder vil strømindikatoren  foran på telefonboksen lyse grønt.

#### VIKTIG MERKNAD

Når du lader telefonboksen, bruk den medfølgende originale strømforsyningen 5,0V/1A, CE og sikkerhetsmerket.




## Koble til telefonlinje og fasttelefon

Plasser telefonboksen på et passende sted nær fasttelefonen eller basestasjonen.

1. Koble telefonlinjen fra fasttelefonen (eller basestasjonen).\*
2. Koble telefonlinjen fra veggadapteren til telefonboksens «INN»-kontakt.
3. Koble telefonkabelen fra boks 2 i «UT»-kontakten.
4. Koble den andre enden av telefonkabelen til fasttelefonen (eller basestasjonen).\*

Løft av håndsettet fra fasttelefonen - du skulle nå kunne høre summetonen fra håndsettets høyttaler.

\* Hvis hovedtelefonen eller basestasjonen ikke har en avtakbar plugg for fasttelefonforbindelsen, bør du enten prøve å bruke en alternativ telefon, eller en tekniker må kontaktes for å fullføre installasjonen.



## Pare Streamer Pro med telefonboksen

Den aller første gangen Streameren din brukes med telefonboksen, må den kobles til telefonboksen.

For paring:

1. Forsikre deg om at telefonboksen er slått på, f.eks. at strømindikatoren er konstant grønn.
2. Trykk og hold inne PÅ/AV-knappen på Streamer i 5-6 sekunder til det blå lyset begynner å blinke.
3. Plasser Streamer oppå eller i nærheten av telefonboksen - paringen tar rundt 20-60 sekunder.
4. Paringen er fullført når strømindikatoren på telefonboksen og PÅ/AV-knappen på Streamer blir konstant blå. Paring gjøres bare en gang, og vil normalt ikke måtte gjøres igjen.



Å pare Streamer Pro			
Streamer Pro topstatus	Streamer Pro forfra	Telefon boks	Beskrivelse
	-		Streamer og telefonboks på
	-		Streamer i paringsmodus
	-		Paring fullført

Konstant Blinkende




## Pare ConnectClip med telefonboksen

Den aller første gangen din ConnectClip brukes med telefonboksen, må den kobles til telefonboksen.

For paring:

1. Forsikre deg om at telefonboksen er slått på, f.eks. at strømindikatoren er konstant grønn.
2. Trykk multi-knappen OG volum opp-knappen på ConnectClip (B) i omtrent 6 sekunder til statusindikatoren blinker blått.
3. Plasser ConnectClip oppå eller i nærheten av telefonboksen - paringen tar rundt 20-60 sekunder.
4. Paringen er fullført når strømindikatoren på telefonboksen og statusindikatoren på ConnectClip blir konstant blå. Paring gjøres bare en gang, og vil normalt ikke måtte gjøres igjen.



Å pare ConnectClip			
ConnectClip-status	ConnectClip Power	Telefon boks	Beskrivelse
	●	⏻ ○	ConnectClip og telefonboks på
●	●	⏻ ○	ConnectClip i paringsmodus
●	●	⏻ ○	Paring fullført

● Konstant   ● Blinkende   ● Power

## Bruk telefonboksen


Telefonboksen støtter både innkommende og utgående telefonsamtaler. Under en telefonsamtale brukes høreapparatene som hodesett, og mikrofonen, på Streameren eller på ConnectClip, muliggjør håndfri bruk.

Forsikre deg om at telefonboksen er riktig installert som beskrevet i følgende seksjon før du bruker Streamer eller ConnectClip til telefonsamtaler for første gang.


For å bruke telefonboksen må Streameren eller ConnectClip og telefonboksen være trådløst koblet til hverandre. Denne forbindelsen opprettes automatisk når Streameren og telefonboksen er parret og innen rekkevidde. Telefonboksen er koblet til Streameren eller ConnectClip når strømindikatoren ● på telefonboksen er jevn blå.



Streamer Pro  
Se side  
**22**



ConnectClip  
Se side  
**30**



## Innkommende samtaler Streamer Pro


### Hvordan svare på og avslutte en samtale

Forsikre deg om at du kan snakke med Streamer-mikrofonen.

Når fasttelefonen din ringer, vil du høre et varsel om innkommende anrop i høreapparatene. Telefonindikatoren på telefonboksen blinker grønt, og samtidig blinker telefonknappen på Streameren og indikatoren grønt.

Trykk kort på telefonknappen på Streamer for å svare på samtalen. Du vil høre et bekreftelsespip i høreapparatene dine. Telefonknappen og statusindikatoren på Streameren og telefonindikatoren på telefonboksen er konstant grønn.

For å avslutte samtalen, trykk kort på telefonknappen på Streameren, og den grønne telefonknappen på Streameren slås av.



Innkommende samtaler Streamer Pro			
Streamer Pro toppstatus	Streamer Pro forfra	Telefon boks	Beskrivelse
			Streamer og telefonboks tilkoblet
			Telefon ringer: Telefonindikator og Streamer toppstatus blinker grønt. Du vil høre et varsel om innkommende anrop i høreapparatene.
			Når samtalen er tilkoblet, vil du høre et pip som viser at samtalen er besvart - nå kan du lytte til og snakke med den andre parten.

Konstant Blinkende

## Utgående samtaler Streamer Pro

### Slik foretar du en samtale


Forsikre deg om at du kan snakke med Streamer-mikrofonen.












1. For å ringe, trykk kort på Streamer-telefonknappen. Røret er nå av, og du vil høre en summetone i høreapparatene. Telefonknappen på Streameren og telefonindikatoren på telefonboksen vil bli konstant grønn.
2. Ta opp telefonrøret på fasttelefonen (eller trykk på «Ring» på den bærbare telefonen) og tast inn telefonnummeret slik du normalt gjør for å ringe.
3. Etter kort tid vil du høre ringetonen i høreapparatene som indikerer at samtalen nå er koblet gjennom Streameren og høreapparatene dine.

Du kan nå sette håndsettet på igjen (eller trykke på «avslutt samtale» på den bærbare telefonen).

For å avslutte samtalen, trykk kort på telefonknappen på Streameren.

Merk: Sørg for å sette telefonrøret riktig tilbake på telefonen - ellers blokkeres telefonlinjen for innkommende anrop.



Å foreta en samtale			
Streamer Pro toppstatus	Streamer Pro forfra	Telefon boks	Beskrivelse
  		 	Streamer og telefonboks er tilkoblet
  		 	Trykk kort på Streamer-telefonknappen slik at du hører en summetone i høreapparatene

 Konstant
  Blinkende

## Innkommende samtaler ConnectClip



### Slik foretar du en samtale

Forsikre deg om at du kan snakke med ConnectClip-mikrofonen (A).










Når fasttelefonen din ringer, vil du høre et varsel om innkommende anrop i høreapparatene. Telefonindikatoren på telefonboksen vil blinke grønt, og samtidig vil statusindikatoren på ConnectClip blinke grønt (B).

Trykk kort på multiknappen på ConnectClip (C) for å svare på samtalen. Du vil høre et lite bekreftelsespip i høreapparatene dine. Statusindikatoren på ConnectClip og telefonindikatoren på telefonboksen vil nå være konstant grønn.

For å avslutte samtalen, trykk ganske enkelt kort på multiknappen på ConnectClip og statusindikatoren blir blå.



Merk: ConnectClip kan kun pares til én enhet om gangen. Se side 18 for paringsinstruksjoner.

Å motta samtaler ConnectClip			
ConnectClip-status	ConnectClip Power	Telefon boks	Beskrivelse
			ConnectClip og telefonboksen er tilkoblet.
			Telefon ringer: Telefonindikatoren og ConnectClip-statusindikatoren blinker grønt. Du vil høre et varsel om innkommende anrop i høreapparatene.
			Når samtalen er tilkoblet, vil du høre et pip som viser at samtalen er besvart - nå kan du lytte til og snakke med den andre parten.

 Konstant  Blinkende

## Utgående samtaler ConnectClip

### Slik foretar du en samtale


Forsikre deg om at du kan snakke med ConnectClip-mikrofonen (A).

1. Trykk kort på ConnectClips multiknapp for å ringe (B). Røret er nå av, og du vil høre en summetone i høreapparatene. Statusindikatoren på ConnectClip og telefonindikatoren på telefonboksen vil bli konstant grønn.
2. Ta opp telefonrøret på fasttelefonen (eller trykk på «Ring» på den bærbare telefonen) og tast inn telefonnummeret (C) slik du normalt gjør for å ringe.
3. Etter kort tid vil du høre ringetonen i høreapparatene som indikerer at samtalen nå er koblet gjennom ConnectClip og høreapparatene dine.


Du kan nå sette telefonrøret på igjen (eller trykke på «avslutt samtale» på den bærbare telefonen).

Trykk kort på multiknappen på ConnectClip for å avslutte samtalen.



Merk: Sørg for å sette telefonrøret riktig tilbake på telefonen - ellers blokkeres telefonlinjen for innkommende anrop.



A



B



C



### Å foreta en samtale

ConnectClip-status	ConnectClip Power	Telefon boks	Beskrivelse
			ConnectClip og telefonboksen er tilkoblet
			Trykk kort på multiknappen på ConnectClip slik at du hører en summetone i høreapparatene

Konstant Blinkende

### VIKTIG MERKNAD

Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre telefonboksen. Telefonboksen må aldri vaskes eller senkes ned i vann eller andre væsker.



## Ytterligere informasjon

### Slå av telefonboksen

Hvis du ikke vil motta telefonsamtaler til Streameren din, slår du av telefonboksen ved å koble fra strømmen. Telefonboksen bruker veldig lite strøm for normal bruk, så det er ikke nødvendig å slå den av.

### Rekkevidde

Telefonboksen har en rekkevidde på opptil 30 meter til Streameren, og opptil 20 meter til ConnectClip, avhengig av møbler og vegger. Innenfor dette området kan du føre håndfrie telefonsamtaler med god lyd kvalitet (dvs. uten «knitrende» lyd).

Normalt vil du kunne høre varselet om innkommende anrop i høreapparatene fra en avstand på opptil 30-40 meter, men da må du gå nærmere telefonboksen for å høre samtalepartnerens stemme tydelig. Dette kan være nyttig når du f.eks. jobber i hagen.

### Volumkontroll

Bruk volumknappen på Streamer eller ConnectClip for å justere volumet på telefonen i høreapparatene. Juster volumet ved å trykke raskt opp eller ned. Gjenta de raske trykkene for videre justeringer.

Telefonvolumnivået som er angitt av Streamer, lagres. Dette betyr at det lagrede volumnivået blir brukt ved neste telefonsamtale. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med ConnectClip.

### Hør bare telefonlyden

Høreapparatets mikrofoner er slått på som standard.

Imidlertid kan høreapparatmikrofonene dempes, slik at du bedre kan høre telefonsamtalen.

Trykk volumknappen ned i cirka tre sekunder (Streamer Pro og ConnectClip) under samtalen for å aktivere høreapparatmikrofonene på nytt.

For detaljert bruksanvisning om Streamer, se bruksanvisningen.

For detaljert bruksanvisning om ConnectClip, se bruksanvisningen.

For ytterligere støtte eller tips, sjekk informasjonen på [www.oticon.no/support](http://www.oticon.no/support)

#### **VIKTIG MERKNAD**

Se bruksanvisningen til høreapparatet hvis du ønsker detaljer om ditt spesifikke høreapparat funksjoner.

## **Generelle advarsler**

For din personlig sikkerhet og for å forsikre korrekt bruk bør du være fullstendig kjent med følgende generelle advarsler før du bruker telefonboksen din. Kontakt audiografen hvis du opplever uventede eller alvorlige hendelser med telefonboksen din under bruk eller på grunn av bruken. Hørselseksperten vil hjelpe deg med å håndtere problemene og om relevant med å rapportere til produsenten og/eller nasjonale myndigheter.

#### **Tilkobling til eksternt utstyr**

Sikker bruk av telefonboksen ved tilkobling til eksternt utstyr med en ekstra inngangskabel og/ eller med USB-kabel og/eller direkte, bestemmes av den eksterne signalkilden. Ved tilkobling til eksternt utstyr koblet inn i et strømuttak, må dette utstyret samsvare med IEC-62368-1 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.

#### **Interferens**

Telefonboksen er blitt testet grundig for interferens i henhold til de strengeste, internasjonale standardene. Det kan imidlertid oppstå interferens mellom telefonboksen og andre apparater. Dersom interferens oppstår bør du øke avstanden mellom telefonboksen og enheten som skaper interferens.

#### **Brannfare**

Strømkilden i telefonboksen har ikke tilstrekkelig energi til å forårsake brann ved normal bruk.

#### **Bruk av tredjeparters tilbehør**

Bruk bare tilbehør, energiomformer eller kabler levert av produsenten. Inkompatibelt tilbehør kan føre til redusert elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) på enheten din.

## Bruksforhold

<b>Driftsforhold</b>	Temperatur: +5°C til +40 °C Fuktighet: 15 % til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
<b>Transport og oppbevaringsforhold</b>	Temperatur og fuktighet må ikke overskride grensene nedenfor i lengre perioder under transport og lagring:  Temperatur: -25°C til +70°C Fuktighet: 15 % til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa

## Internasjonal garanti

Enheten din dekkes av en internasjonal begrenset garanti, utstedt av produsenten for en periode på 12 mnd. fra leveringsdatoen. Denne begrensede garantien dekker produksjons- og materialfeil i selve enheten, men ikke tilbehør som f.eks. batterier, kabler, strømforsyning osv. Garantien dekker IKKE problemer som oppstår som følge av feilaktig/uriktig håndtering eller vedlikehold, overdreven bruk, uhell, reparasjoner foretatt av en uautorisert part, at enheten er blitt utsatt for etsende væske, skade som følge av at fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, eller feiljusteringer; slike forhold kan gjøre garantien ugyldig. I henhold til denne garantien vil produsenten velge etter eget skjønn å reparere enheten eller erstatte den med en tilsvarende modell. Denne garantien påvirker ikke nasjonal lovgivning angående forbrukerkjøp. Audiografen din kan derfor ha innført

en garanti som går utover denne begrensede garantien. Ta kontakt med Oticon AS for mer informasjon.

### Hvis du trenger hjelp

Ta med enheten din til audiografen din, som kan være i stand til å løse små problemer og justeringer på stedet. Audiografen din kan hjelpe deg med å få garantiservice fra produsenten. Audiografen din kan kreve et gebyr for deres tjenester.

## Teknisk informasjon

Modellnavn	BS-H200
------------	---------

Telefonboks 2.0 inneholder en trådløs sender som bruker 2,4 GHz teknologi. Stråleeffekten fra telefonboks 2.0 er maks. +10 dBm EIRP.

Telefonboks 2.0 samsvarer med internasjonale standarder vedrørende radiosendere, elektromagnetisk kompatibilitet og eksponering mot mennesker.

Dette produktet er beregnet for tilkobling til det offentlige koblede analoge telefonnettet og kan brukes i EU og EFTA-land

På grunn av begrenset plass på Telefonboks 2.0, er relevante godkjenningstempler å finne i dette dokumentet.

Detaljert informasjon finner du i: Tekniske dataark (TD) på [www.oticon.no](http://www.oticon.no).

### USA og Canada

Dette apparatet inneholder en radiomodul med følgende sertifiserings ID-numre:

FCC ID: UXZBSH200  
IC: 8191A-BSH200

### Merk

Enheten samsvarer med Del 15 i FCC regelverket og med Industry Canadas lisensfrie RSSs standarder. Bruken av apparatet er underlagt følgende to vilkår:

1. denne enheten kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser.

2. denne enheten kan påvirkes av forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønskede effekter.

### Merk

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvaret, kan tilsidesette brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Dette digitale Klasse-B apparatet samsvarer med canadiske ICES-003.

Merk: Enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for Klasse-B digitale enheter, som følger av del 15 av reglene til FCC. Disse grensene er utviklet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot skadelig interferens i en bolig. Utstyret kan generere og utstråle energi form av radiobølger som kan skape skadelig interferens innenfor radiokommunikasjon, hvis ikke brukt i henhold til instruksjonene. Allikevel er det ingen garanti for at ikke inter-

ferens kan oppstå i en bestemt installasjon. Dersom utstyret forårsaker skadelig interferens på radio og/eller TV-mottak, som kan avgjøres sikkert ved å slå enheten på og av, skal brukeren forsøke å korrigere interferensen ved hjelp av følgende tiltak:

- Dreie eller flytte mottakerens antenne.
- Øke avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt som er i en annen krets enn den som mottakeren er tilknyttet.
- Ta kontakt med produsenten eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Herved erklærer produsenten at denne Telefonboks 2.0 er i overensstemmelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i følge direktiv 2014/53/EU.

Dette medisinske utstyret er i samsvar med Medical Device Regulation (EF) 2017/745.



Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter.

Samsvarserklæring er tilgjengelig fra produsenten.



Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark  
[www.oticon.global](http://www.oticon.global)



Complies with  
IMDA Standards  
DA103820

## Beskrivelse av symboler og forkortelser benyttet i dette heftet



### Advarsler

Tekst markert med et advarselssymbol må leses før enheten benyttes.



### Produsent

Enheden er produsert av en produsent med navn og adresse oppgitt ved siden av symbolet. Angir den medisinske enhetens produsent, slik definert i EU-direktiv 2017/745 og 2017/746.



### EU-merke

Enheden oppfyller alle nødvendige EU-forskrifter og -direktiv.



### Elektronisk avfall (WEEE)

Resirkuler høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale reguleringer. Brukere av høreapparater kan også returnere elektronisk avfall til sin audiograf for avhending. Elektronisk utstyr dekkes av Direktivet 2012/19/EU om avfall og elektronisk utstyr (WEEE).



### Merke for regulatorisk overholdelse (RCM)

Enheden samsvarer med elektrisk sikkerhet, EMC og radiospektrumkrav for enheter levert til Australia eller New Zealand.



### Singapore IMDA-merke

Indikerer at enheden samsvarer med standardene og spesifikasjonene publisert av Info-Communications Media Development Authority (IMDA) og at den er kompatibel med offentlige telekommunikasjonsnettverk i Singapore, samt ikke forårsaker radiofrekvensforstyrrelser for andre autoriserte radiokommunikasjonsnettverk.

## Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene



### Holdes tørt

Indikerer en medisinsk enhet som må beskytte mot fuktighet.



### Advarselssymbol

Konsulter bruksanvisningen for advarsler og forsiktighetsregler.



### Katalognummer

Indikerer produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.



### Serienummer

Indikerer produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.



### Japan JATE og Japan TELEC-symbol

«R» angir merke for sertifisert radioutstyr.

«T» angir at enheten kan koble seg til telefonnettverket.

5,0 V 200mA

### Strømforsyningsutgang

Indikerer hastigheten som strømmen sendes fra uttaket til din elektroniske enhet.



### Sør-Afrika ICASA-merke

Enheden har lisens til å selges i Sør-Afrika.



### Medisinsk utstyr

Denne enheten er et medisinsk utstyr.

220164NO / 2020.04.06 / v1

## Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene



### Korea sertifiseringsmerke (KC)

Enheden oppfyller koreanske produksikkerhetskrav for elektrisk og elektronisk utstyr.



### New Zealand Telepermit

Angir at enheten er sertifisert og er egnet for tilkobling til Telecom New Zealand-nettverket.

220164NO / 2020.04.06 / v1



**oticon**  
life-changing technology